

冷媒種類、封入量、圧縮機定格出力値(LH/CHシリーズ)1/2

型式		冷媒		充填量(g)	圧縮機定格出力(kw)
LH21 シリーズ	LH21-11	-	R134a	150	0.2
	LH21-12	①	R134a	900	0.4
		②	R134a	400	0.25
		備考 『製造番号末尾に"D"がつく装置(例:xxxxxD)』又は『「20000」以降の装置』は、②となります。			
	LH21-13	①	R134a	900	0.4
		②	R134a	400	0.25
		備考 『製造番号末尾に"D"がつく装置(例:xxxxxD)』又は『「20000」以降の装置』は、②となります。			
	LH21-14	①	R134a	900	0.4
		②	R134a	400	0.25
		備考 『製造番号末尾に"D"がつく装置(例:xxxxxD)』又は『「20000」以降の装置』は、②となります。			
	LH21-W14	①	R134a	900	0.4
		②	R134a	400	0.25
		備考 『製造番号末尾に"D"がつく装置(例:xxxxxD)』又は『「20000」以降の装置』は、②となります。			
	LH21-15	-	R404A	1200	0.6
LH24 シリーズ	LH24-11	①	R134a	150	0.2
		②	R134a	160	0.2
		備考 製造番号「20523」以降の装置は②となります。			
	LH24-12	-	R134a	400	0.25
	LH24-13	-	R134a	400	0.25
	LH24-14	-	R134a	400	0.25
	LH24-W14	-	R134a	400	0.25
	LH24-15	-	R404A	1200	0.6
LH33 シリーズ	LH33-12	-	R404A	1700	1.1
	LH33-13	-	R404A	1700	1.1
	LH33-14	-	R404A	1700	1.1
	LH33-W14	-	R404A	1700	1.1
	LH33-15	-	R404A	2000	1.5
LH34 シリーズ	LH34-12	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	LH34-13	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	LH34-14	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	LH34-W14	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	LH34-15	-	R404A or R449A (要問合せ)	2000	1.5
LH43 シリーズ	LH43-12	-	R404A	1700	1.1
	LH43-13	-	R404A	1700	1.1
	LH43-14	-	R404A	1700	1.1
	LH43-W14	-	R404A	1700	1.1
	LH43-15	-	R404A	2000	1.5
LH44 シリーズ	LH44-12	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	LH44-13	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	LH44-14	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	LH44-W14	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	LH44-15	-	R404A or R449A (要問合せ)	2000	1.5

冷媒種類、封入量、圧縮機定格出力値(LH/CHシリーズ)2/2

型式		冷媒		充填量(g)	圧縮機定格出力(kw)
CH21 シリーズ	CH21-11	－	R134a	150	0.2
	CH21-12	①	R134a	900	0.4
		②	R134a	400	0.25
		備考 『製造番号末尾に"D"がつく装置(例:xxxxxD)』又は『「20000」以降の装置』は、②となります。			
	CH21-13	①	R134a	900	0.4
		②	R134a	400	0.25
		備考 『製造番号末尾に"D"がつく装置(例:xxxxxD)』又は『「20000」以降の装置』は、②となります。			
	CH21-14	①	R134a	900	0.4
		②	R134a	400	0.25
		備考 『製造番号末尾に"D"がつく装置(例:xxxxxD)』又は『「20000」以降の装置』は、②となります。			
	CH21-W14	①	R134a	900	0.4
		②	R134a	400	0.25
		備考 『製造番号末尾に"D"がつく装置(例:xxxxxD)』又は『「20000」以降の装置』は、②となります。			
	CH21-15	－	R404A	1200	0.6
CH24 シリーズ	CH24-11	①	R134a	150	0.2
		②	R134a	160	0.2
		備考 製造番号「20523」以降の装置は②となります。			
	CH24-12	－	R134a	400	0.25
	CH24-13	－	R134a	400	0.25
	CH24-14	－	R134a	400	0.25
	CH24-W14	－	R134a	400	0.25
	CH24-15	－	R449A	1200	0.6
CH33 シリーズ	CH33-12	－	R404A	1700	1.1
	CH33-13	－	R404A	1700	1.1
	CH33-14	－	R404A	1700	1.1
	CH33-W14	－	R404A	1700	1.1
	CH33-15	－	R404A	2000	1.5
CH34 シリーズ	CH34-12	－	R449A	1700	1.1
	CH34-13	－	R449A	1700	1.1
	CH34-14	－	R449A	1700	1.1
	CH34-W14	－	R449A	1700	1.1
	CH34-15	－	R449A	2000	1.5
CH43 シリーズ	CH43-12	－	R404A	1700	1.1
	CH43-13	－	R404A	1700	1.1
	CH43-14	－	R404A	1700	1.1
	CH43-W14	－	R404A	1700	1.1
	CH43-15	－	R404A	2000	1.5
CH44 シリーズ	CH44-12	－	R449A	1700	1.1
	CH44-13	－	R449A	1700	1.1
	CH44-14	－	R449A	1700	1.1
	CH44-W14	－	R449A	1700	1.1
	CH44-15	－	R449A	2000	1.5