

冷媒種類、封入量、圧縮機定格出力値 (NSTシリーズ)

型式	冷媒		充填量 (g)	圧縮機定格出力 (kw)	
NST シリーズ	NST-80	①	R134a	250	0.2
		②	R134a	200	0.2
		備考	製造番号「20470」以降の装置は②となります。		
	NST-156	-	R134a	400	0.25
	NST-255	-	R134a	400	0.25
	NST-408	-	R134a	400	0.25
	NST-W408	-	R134a	400	0.25
NST-800	-	R134a	400	0.25	
NST-S シリーズ	NST-S156	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	NST-S255	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	NST-S408	-	R404A or R449A (要問合せ)	1700	1.1
	NST-S800	-	R404A or R449A (要問合せ)	2000	1.5
NST-L シリーズ	NST-L255	-	R134a	450	0.25
	NST-L408	-	R134a	450	0.25
	NST-L800	-	R134a	450	0.25